


Mise en place de l'attelle GivMohr® Sling

- Le carré en plastique est au centre du haut du dos.
- La sangle doit passer sous le coude afin de le soutenir.
- Le poignet est en position neutre (dans l'axe).



En scannant le QRcode, vous pouvez accéder à la vidéo « Installation d'une attelle GivMohr en position assise ou debout »

Ou avec le lien ci-dessous :

<https://www.hopitalduvalais.ch/fr/disciplines-medicales/documentation-medico-therapeutique.html>

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre contact avec l'ergothérapeute ou le physiothérapeute du patient.