

Welches Material fur welche Probe?


Pneumologie

1/1

Bakteriologie, Antigennachweis und Molekularbiologie (PCR)

Steriles trockenes Rohrchen (leer), 60 mL (Bestellnr. 638259)

- Nachweis von Keimen welche einen Infektionsprozess auslosen konnen.



Zytologie

Auftragsformular « Zyto-broncho-pulmonare Untersuchung » ausfullen.

- Nachweis von Entzundungs- und Tumorkrankheiten.

Sputum

Steriles trockenes Rohrchen (leer), 60 mL (Bestellnr. 638259)

- Sputum am besten morgens nuchtern
- Mund mit Wasser spulen, das Material sollte von unten abgehustet werden.
- Proben von drei Entnahmen einsenden.



Aspiration, Sekretion, Bronchialsekret

Steriles trockenes Rohrchen (leer), 60 mL (Bestellnr. 638259)

Trockenes Rohrchen (leer) SERRES fur Bronchial-Aspiration, 250 mL (Bestellnr. 619961)

Bronchial-Abstrich, EBUS, Wang-Nadel

Behalter mit Cytolyt® Losung, 50 mL (davon 30 mL Cytolyt® Losung) (Bestellnr. 603179).



Bronchoalveolare Lavage (BAL)

Trockener Behalter (leer) fur BAL, 200 mL (Bestellnr. 628864).

- **Zytologie informieren (027 / 603 47 60) und die Probe so schnell wie moglich dem Labor zustellen**
- Nachweis von malignen Zellen
- Zellzahlung / Zell-Differenzierung
- Lymphozyten-Typisierung
- Nachweis von *Pneumocystis jiroveci*.



Histologie

Flasche mit gepuffertem Formol, 20 ml (Bestellnr. 641337)

Flasche mit gepuffertem Formol, 50 ml (Bestellnr. 639954)

Flasche mit gepuffertem Formol, 120 ml (Bestellnr. 630248)

- Lungen-Biopsien

