

## Quel type de matériel pour quel prélèvement ?

# Ophthalmologie

1/1


### Chimie

Monovette® Glucose FE, 2.7 mL (gris) (N° Opale 675314)

- Glucose (diabète).

Monovette® Serum Gel, 7.5 mL (brune) (N° Opale 675326)

- Enzyme de conversion et calcium (sarcoïdose).



### Immunologie – Sérologie - Génétique

Monovette® Serum Gel, 7.5 mL (brune) (N° Opale 675326)

- Anti Ro, La (Sjögren)
- Toxoplasmose (choriorétinite)
- Autres (conjonctivites allergiques).

Monovette® EDTA KE, 2.6 mL (violet) (N° Opale 675307)


- HLA B27.



### Bactériologie / Parasitologie

Ecouvillon Bactério/PCR eSwab (orange) (N° Opale 623624)

- Recherche bactérienne par culture
- Recherche bactérienne par PCR
- *Chlamydia trachomatis* / *Neisseria gonorrhoeae*
- Amibe (*Acanthamoeba*).



### Virologie

Ecouvillon Bactério/PCR eSwab (orange) (N° Opale 623624)

- Herpes
- Varicelle.

### Histologie

Flacon avec formol tamponné, 20 mL (N° Opale 641337)

Flacon avec formol tamponné, 50 mL (N° Opale 639954)

Flacon avec formol tamponné, 120 mL (N° Opale 630248)

- Biopsies de paupière
- Biopsies de conjonctive.



### Autres

Pour la préparation de collyre autologue :

- Contacter la Pharmacie de l'Hôpital du Valais, avant 14:00, au 027 603 47 34
- Contacter les Consultations de l'Institut Central (ICH) au 027 603 47 80 pour la prise de sang
- Délai de fabrication : 24 heures.