

## Changement du format des rapports de laboratoire

Chers utilisateurs-trices,

L'ordre d'affichage des colonnes dans les rapports de laboratoire (DGWeb et PDF), **actuellement chronologique** selon la date de prélèvement, sera inversé à partir du lundi **1er juillet 2019** pour devenir **anti-chronologique** :

HAENNI TEST ♂ 21.02.1981, O Rh positif

"CHIMIE"

Montrer les analyses optionnelles

|                       | 24.09.2018<br>09:08<br>21809-42872<br>24.09.2018 09:09 | 27.09.2018<br>09:10<br>21803-56874<br>13.04.2018 07:47 | 27.09.2018<br>09:26<br>21809-49908<br>27.09.2018 09:26 | 22.10.2018<br>10:49<br>21810-39878<br>22.10.2018 10:50 | 23.10.2018<br>11:55<br>21810-42151<br>23.10.2018 11:55 | 03.12.2018<br>10:00<br>21812-05400<br>04.12.2018 08:16 | 03.12.2018<br>20:00<br>21812-05409<br>04.12.2018 08:18 | 14.12.2018<br>09:04<br>21812-26992<br>14.12.2018 09:04 |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 40 - CHIMIE           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potassium             | 3,50-5,10 mmol/L                                       | 5,1  | 5,3*   | 5,4*   | 5,6*   |  | 5,7*   | 5,8*   |
| Sodium                | 136-145 mmol/L   | 141  |  | 145  | 149*   |  |  |  |
| Osmolalité (calculée) | 280-296 mOsm/kg  |  | 291  | 294  | 303*   |  |  |  |
| Fer                   | 11,0-28,0 µmol/L                                       |  |  | 20,0   |  |  |  |  |
| Transferrine          | 2,0-4,0 g/L  |  |  | 3,0  |  |  |  |  |
| Ferritine             | 30-400 µg/L  |  |  | 33   |  |  |  |  |

S-Service panne  
1950 SION

HAENNI TEST  
21.02.1981 / M  
0

|                               | NLAB<br>Prélevé le :<br>Enregistré le : | 21802-45039<br>23.02.2018 07:42<br>23.02.2018 07:46 | 21806-19211<br>20.06.2018 13:31<br>11.06.2018 14:13 | 21803-56874<br>27.09.2018 09:10<br>13.04.2018 07:47 | Référence | Unités |
|-------------------------------|---|---|---|---|-----------|--------|
| <b>Analyses</b>               |   | antériorités  | antériorités  | <b>Résultats</b>                                    |           |        |
| <b>HEMOSTASE</b>              |   |   |   |   |           |        |
| Temps de thromboplastine (TP) |   | 98  |   | 110   | 70-140    | %      |
| INR                           |   |   |   |   |           |        |
| PTT                           |   | *   |   | *   | 25-36     | sec    |
| Fibrinogène                   |   |   | >5,0 *  |   | 1,8-4,0   | g/L    |
| <b>Facteurs</b>               |   |   |   |   |           |        |
| Facteur V C                   |   | 85  |   |   | 80-140    | %      |

La demande de laboratoire la plus récente (selon la date de prélèvement) sera affichée dans la première colonne à gauche.

Merci d'en prendre bonne note et de communiquer ce changement dans vos équipes.